

Odběr stolice na parazitologické vyšetření:

Vzorek stolice na parazitologické vyšetření zhotoví pacient **odběrem** pomocí **dřívka** nebo **lopaticky** do příslušné odběrové zkumavky **3x obden**.

Velikost každého vzorku by měla být přibližně **jako vlašský ořech**.

Vzorky by neměly být kontaminovány vodou nebo močí.

Zkumavku, prosím popište jménem, datem a časem odběru.

První dva vzorky lze skladovat v lednici (nesmí zmrznout!) a doručit společně s **třetím** vzorkem, který by měl být **dodán čerstvý**, do **2 hodin od odběru**.

Pokud není možné dodat čerstvý vzorek, doručte co nejdříve od posledního odběru.

POKYNY PRO LÉKAŘE

Před transportem do laboratoře uchovat při teplotě 4 °C.

Na průvodce **uvést důvod vyšetření, obtíže** pacienta a **antiparazitární léčbu**.

Při importované nákaze uvést **místo a délku pobytu** v zahraničí, u cizinců krajinu původu.

Kontrolní odběr zaslat nejdříve 14 dní po léčbě.

Parazitické červy (články tasemnice, roupy, větší larvy) nebo podezřelé útvary nalezené ve stolici donést **VE VODĚ**, nikdy ne na sucho nebo fixované (např. v lihu)!

Ektoparazity (vši, mušky) doručit v dobře uzavřené nádobce.